

# TEHCARE MÉDICAL

FICHE PRODUIT AFT 1000+  
A4 · ÉDITION 2026

HOLTER SUPPLIES · HOLTER ECG  
LONGUE DURÉE

## AFT 1000+

28 grammes. 28 jours. Zéro compromis.

28 G

28 JOURS

PACEMAKER

DEQP005

**28 g**

SANS  
PILE

**28 jours**

ENREGISTREMENT  
CONTINU

**23 %**

DÉTECTION FA  
VS 1,3 %

01



### Le Holter qu'ils oublient

28 g, suspendu par 3 électrodes ou une ceinture.

Le patient revient pour la dépose en ayant oublié qu'il le portait.

02



### 28 jours qui changent tout


Une pile alcaline, jusqu'à 28 jours en continu. La fenêtre de détection de la FA paroxystique passe de 1,3 % à 23 %.

03



### Précision flagship

Amplificateurs premium, échantillonnage haute fréquence, enregistrement des porteurs de pacemaker, écran embarqué pour vérifier le tracé en pose.



## LE DÉTAIL TECHNIQUE

LONGUE DURÉE · CE MÉDICAL  
IIA

# Caractéristiques techniques

FORMAT	AUTONOMIE	LOGICIEL	CONFORMITÉ
Dimensions <b>41 × 65 × 14,5 mm</b>	Continu <b>jusqu'à 28 jours</b>	Lecture <b>Quick Reader</b>	Marquage <b>CE médical Ila</b>
Poids <b>28 g sans pile</b>	Pile <b>1 alcaline</b>	Transfert <b>USB</b>	Règlement <b>MDR 2017/745</b>
Boîtier <b>ABS · IP44</b>	Pacemaker <b>enregistré</b>	Export <b>PDF</b>	Garantie <b>2 ans</b>
Affichage <b>écran graphique</b>	Échantillonnage <b>haute fréquence</b>	Intégration <b>Doctolib · ADRI</b>	SAV <b>France · 72 h</b>
Fixation <b>3 électrodes / ceinture</b>			

## INDICATIONS CLINIQUES

- › **FA paroxystique post-AVC cryptogénique**  
Le protocole 28 jours détecte jusqu'à 23 % d'épisodes vs 1,3 % du Holter 24 h.
- › **Bilan de syncope inexpliquée**  
Quand l'ECG de repos et le Holter 24 h restent muets.
- › **Suivi des arythmies sous traitement**  
Efficacité d'un AOD ou antiarythmique sur charge FA réelle.
- › **Surveillance pacemaker / DAI**  
Détection des spikes, vérification du seuil de capture.

## COTATION CCAM

**DEQP005** Holter ECG ambulatoire — code unique (toutes durées) **REMB. SÉCU**

Cotation accompagnée selon votre logiciel Doctolib + ADRI. La longue durée multiplie le rendement diagnostique.

## — FINANCEMENT —

## Préservez votre trésorerie. Équipez-vous quand même.

Location financière ou crédit-bail. Zéro apport, loyers 100 % déductibles, consommables livrés sous 48 h et SAV France 72 h inclus.

ENVIE DE LE VOIR TOURNER ?

## Démo gratuite

Au cabinet ou en visio · sans engagement