

— BENEWARE · MAPA TENSION 24 H

ABPM-021

Surveillance tensionnelle ambulatoire
24 h, précise et silencieuse.

MAPA 24 H

400 MESURES

BLUETOOTH + USB

EQQP008

400 mesures

MÉMORISÉES

OLED

ÉCRAN
SILENCIEUX

3 liaisons

BT · USB ·
IRDA



01



400 mesures sur 24 h

La tension réelle, hors effet blouse blanche. Jour et nuit, le profil tensionnel complet du patient en condition de vie.

02



Analyse avancée

NRR, surge matinal, AASI, rythme circadien. Au-delà de la moyenne — les marqueurs de risque cardiovasculaire qui orientent le traitement.

03



Silencieux & toléré

Écran OLED, mesure oscillométrique douce. Le patient dort, l'examen continu — meilleure adhérence, données nocturnes fiables.

Caractéristiques techniques

MESURE	ANALYSE	CONNECTIQUE	CONFORMITÉ
Méthode oscillométrique	Charge NRR	Sans fil Bluetooth	Marquage CE médical IIA
Mémoire 400 mesures	Matin surge matinal	Filaire USB	Règlement MDR 2017/745
Brassard adulte 24–32 cm	Rigidité AASI	Aussi IrDA	Garantie 2 ans
Écran OLED	Profil rythme circadien	Marque blanche PressAmbu (TCM)	SAV France · 72 h

INDICATIONS CLINIQUES

- › **HTA blouse blanche**
Confirmer ou infirmer une hypertension de consultation.
- › **HTA masquée**
Détecter l'hypertension normale au cabinet mais élevée en ambulatoire.
- › **HTA résistante**
Évaluer l'efficacité réelle d'une trithérapie.
- › **Profil non-dipper nocturne**
Repérer l'absence de baisse nocturne, marqueur de risque.

COTATION CCAM

EQQP008 Mesure ambulatoire de la PA sur 24 h (MAPA) **NON COTÉ**

Également proposé sous la marque blanche TCM « PressAmbu ». Notre équipe vous accompagne sur la cotation.

— FINANCEMENT —

Préservez votre trésorerie. Équipez-vous quand même.

Location financière ou crédit-bail. Zéro apport, loyers 100 % déductibles, consommables et SAV France 72 h inclus.

ENVIE DE LA VOIR TOURNER ?

Démo gratuite

Au cabinet ou en visio · sans engagement