

TEHCARE MÉDICAL

FICHE PRODUIT TCM SCOPE VITAL PRO
A4 · ÉDITION 2026

TCM SCOPE · GIMA · MONITEUR
MULTIPARAMÉTRIQUE

Vital Pro

Post-procédure. Compact. **Toujours prêt.**

5 PARAMÈTRES

BATTERIE SECOURS

ALARMES/PATIENT

CHEVET

5 param.

SpO2 · NIBP
· ECG · FR
· T°

3/5 dériv.

ECG AU CHOIX

2 h+

BATTERIE
DE
TRANSFERT



01



5 paramètres essentiels

SpO2, NIBP, ECG (3 ou 5 dérivations), fréquence respiratoire, température.

Toute la surveillance cardiologique sur un seul écran.

02



Batterie de secours

Surveillance maintenue pendant les transferts. Le post-interventionnel sécurisé, du fauteuil à la salle de réveil.

03



Alarmes par patient

Seuils audio/visuels personnalisables. Chaque patient a ses limites — la vigilance s'adapte au cas, pas l'inverse.

LE DÉTAIL TECHNIQUE

MONITEUR DE CHEVET · CE MÉDICAL
IIB

Caractéristiques techniques

PARAMÈTRES	AFFICHAGE	ALARMES & ÉNERGIE	CONFORMITÉ
SpO2 oui	Écran couleur chevet	Alarmes audio + visuel	Marquage CE médical
NIBP tension non invasive	Courbes temps réel	Seuils par patient	Règlement MDR 2017/745
ECG 3 ou 5 dériv.	Tendances historique patient	Batterie secours intégrée	Garantie 2 ans
Respiration fréquence			SAV France · 72 h
Température oui			

CAS D'USAGE

- > **Surveillance post-procédure**
Après épreuve d'effort, cardioversion ou geste interventionnel léger.
- > **Salle de réveil / observation**
Monitoring de chevet pendant la phase de surveillance.
- > **Transferts intra-cabinet**
Continuité de surveillance grâce à la batterie de secours.
- > **Clinique & centre de soins**
Poste de surveillance compact et mobile.

BON À SAVOIR

Suiv. Matériel de surveillance continue **HORS ACTE CCAM**

Le monitoring relève de l'équipement de surveillance, non d'un acte CCAM dédié. Disponible aussi sous marque GIMA.

- FINANCEMENT -

Préservez votre trésorerie. Équipez-vous quand même.

Location financière ou crédit-bail. Zéro apport, loyers 100 % déductibles, maintenance et SAV France 72 h inclus.

ENVIE DE LE VOIR TOURNER ?

Démo gratuite

Au cabinet ou en visio · sans engagement